

无外泌体胎牛血清 (COA)





ABW 无外泌体血清质检报告

产品信息

Cat.No.	AB-FBS-ED0500
Lot No.	AB05283830ED

颗粒浓度测试

样本编号	样本名称	血清颗粒浓度
1	无外泌体血清 (AB05283830ED)	5.30E+8 Particles/ml
2	正常血清 (AB-FBS0500S)	1.62E+10 Particles/ml



粒径结果

图 1. 去除后粒径结果 (稀释 10 倍)






图 2. 去除前粒径结果 (稀释 100 倍)






外泌体去除效果



无菌检测

样本编号	样本名称	摇菌时间 (小时)	OD600 值
1	空白对照 (无菌组)	0	0
2	去外泌体血清	16	0.006
3	空白对照 (无菌组)	0	0
4	去外泌体血清	32	0.020

图 3.OD600 检测过程



细胞生长功能测试

样本名称及分组	第一天细胞起始量	第三天细胞数量
AB-FBS (AB05283830ED) +DMEM	5.00E+04	4.20E+05
AB-FBS-ED (AB05283830ED) +DMEM	5.00E+04	4.74E+05



图 4. HEK293T 细胞增值实验结果





图 5. HEK293T 细胞生长结果第 3 天照片



检测员	陈珊	检测时间	2020.08.17
审核员	付伟	质检结果	通过



Shanghai NOVA Medical Science And Technology Co., Ltd.

China(Shanghai) free trade pilot area 211 Fute Road North,302 district, room No.368

Tel:400-091-6566

Email:Sale@abwbio.com